



Analizador de Gases Arteriales y Electrolitos i-Check 200



Analizador de Gases Arteriales y Electrolitos i-Check 200



Cartucho



Impresora Blue-tooth



Escáner de códigos QR

Rápido / Preciso / Seguro / Cómodo

Características del producto:

Rápido: 1 minuto por prueba

Precisión: cartucho portador de soluciones de calibración

Seguro: cartucho de prueba desechable, sin riesgo de contaminación cruzada

Larga conservación: 365 días en el frigorífico

Cómodo: uso instantáneo sin necesidad de restablecer la temperatura ambiente

Sin mantenimiento

Cartucho con RFID

Actualización remota de software

Conexión LIS/HIS

Peso: unos 540 gramos

Dimensión: 244 mm × 83 mm × 58 mm

Tipo de muestra:

Sangre arterial, venosa y capilar

Volumen mínimo de muestra: 95 µl

Intended use in various healthcare settings:

Urgencias, quirófano, UCI

Sala de UCIN en hospitales grandes, medianos y pequeños

Clínicas y ambulancias .

Cartuchos y artículos de prueba

cartucho	Parámetros de detección
BG3	pH PCO ₂ PO ₂ Hct
BE3	K ⁺ Na ⁺ iCa Hct
BG7	pH PCO ₂ PO ₂ K ⁺ Na ⁺ iCa Hct
BG10-I	pH PCO ₂ PO ₂ K ⁺ Na ⁺ Cl ⁻ iCa Glu Lac Hct
BG10-II	pH PCO ₂ PO ₂ K ⁺ Na ⁺ iCa Glu Lac BUN Hct

Especificaciones de rendimiento

Proyecto	Lineal	Precisión (CV)
pH	6.5~8.0	≤0.2%
PO ₂	10~700mmHg	≤5.0%
PCO ₂	5~150 mmHg	≤4.0%
K ⁺	1.0~12.0 mmol/L	≤1.5%
Na ⁺	80~200 mmol/L	≤1.5%
Cl ⁻	60~160 mmol/L	≤1.5%
iCa	0.25~3.0 mmol/L	≤2.5%
Glu	1.0 ~ 40mmol/L	≤5.0%
Lac	0.3 ~ 20.0mmol/L	≤6.0%
BUN	1.5 ~ 30.0mmol/L	≤8.0%
Hct	10%~75%	≤3.0%

B&E Bio-technology Co.,Ltd.

Add: No.11 Jieaisi Road, Laishan District, Yantai City, China

Tel: +86 535 6718181

www.besic.com

Visit our website for contact information of our regional sales managers.

